

Okklucheck

Zum Sichtbarmachen von Kontaktpunkten bei der Anfertigung zahnprothetischer Arbeiten



Ihre Vorteile im Überblick:

- haftet auf Metall, Keramik, Gips und Kunststoff
- mit dem Dampfstrahler problemlos zu entfernen
- fein zeichnend
- grüner Farbstoff (Lebensmittelfarbe)
- umweltfreundlich
- Inhalt 75 ml

Anwendungsbeispiele

Okklucheck



► Aufpassen von Kronen



► Friktionseinstellung von Teleskopkronen



► Anpassen von Prothesenbasen



► Anpassen von Schubverteilungsarmen und Geschieben

Best.Nr.

Okklucheck

5x Dosen Sparpack
10x Dosen Sparpack

3000-5
3000-10